

HAVER & BOECKER



DIE DRAHTWEBER



HAVER EML 200系列筛分仪

新一代实验室筛分仪

新型HAVER EML 200系列实验室筛分仪

—— 让筛分工作趋于完美！



HAVER EML 200 PURE



HAVER EML 200 PREMIUM



HAVER EML 200 PREMIUM REMOTE

HAVER EML 200系列筛分仪----PREMIUM,PURE,REMOTE三种型号介绍：所有型号的产品从上到下都进行了全新的设计和改进。外观设计使得设备更简洁美观，富有流线感，充满实验室气息。性能的优化，能让你在实验室安静、舒心地完成筛分工作。筛分过程通过电磁驱动，筛网进行三维振动，振幅可调，适合筛分各类材料。每台EML 200系列的筛 仪配有CSA 5.0 软件基本功能，可精确统计结果，让筛分一目了然。

HAVER EML 200 Pure

基本型筛分仪 - 明智的选择

新的筛分仪突出了操作简单，快速的性能。两种可选择的振幅模式可用于粗颗粒和细颗粒的筛分。选定粗筛或细筛，只需一键启动，筛分工作就顺利进行。

HAVER EML 200 Pure型筛分仪由于其卓越的品质和高的性价比而被广泛应用。

HAVER EML 200 Premium

运行安静的筛分仪 - 理想的选择

HAVER EML 200 Premium型筛分仪有两大改进。一是更加静音。利用改进的阻尼系统大大减少了传递到底座的振动，减少了噪音，使得环境更加舒适。二是配备了超大液晶显示屏。使操作更直观简便。新款的EML Premium筛分仪适用于需要进行精确和可重复性的筛分工作。

HAVER EML 200 Premium Remote

干筛/湿筛可远程控制 - 特别的选择

HAVER EML 200 Premium Remote型筛分仪在Premium机器的基础上，改进功能。可远程控制机器完成干筛或湿筛。筛分仪的顶盖经过特殊的设计，旋转喷嘴完美的整合在顶盖上，使湿法筛分效果更佳。顶盖上同时配备玻璃视窗，用于观察湿法筛分过程的进程及样品情况。

当客户需要精确设定筛分过程参数比如振幅、时间等，我们推荐HAVER EML 200 Premium型筛分仪。



HAYER EML 200系列筛分仪参数

	EML 200 Pure	EML 200 Premium	EML 200 Premium Remote
筛分方式	三维振动	三维振动	三维振动
测量范围	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
最大筛重	3 kg	3kg	3kg
筛网尺寸	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm
最大筛网数量	9 (筛网高度50 mm) 15 (筛网高度 32 mm)	9 (筛网高度 50 mm) 15 (筛网高度 32 mm)	9 (筛网高度 50 mm) 15 (筛网高度 32 mm)
干法筛分	yes	yes	yes
湿法筛分	no	no	yes
输入电压	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz
振幅	粗糙和精细两种模式	可设置最大至 3 mm	可设置最大至 3 mm
振幅调节	自动调节振幅	可调或自动调节振幅	可调或自动调节振幅
计时功能	0-99分钟 /连续运行	0-99 分钟/连续运行	0-99 分钟/连续运行
操作模式	间歇	间歇 / 连续	间歇 / 连续
时间间隔	固定, 10秒	可调	可调
程序存储	无	01-49	01-49
评估软件 CSA	有 包含基本许可证	有 包含基本许可证	有 包含基本许可证
校准测试设备	有依据 ISO 9001	有,依据 ISO9001	有,依据 ISO9001
接口	无	有	有
外形尺寸 W x D x H	385 x 295 x 895	385 x 295 x 875	385 x 295 x 875
机器重量	mm 37 kg	mm 37 kg	mm 40 kg
颜色	RAL 9003, 白色	RAL 9003, 白的	RAL 9003, 白色
货号	550098 (经典型)	550107 (经典型) 550099 (HAYER TwinNut 紧固模式)	550110 (经典型) 550100 (HAYER TwinNut 紧固模式)

值得信赖的欧美仪器专业供应商



莱比信中国
LABSUN CHINA

销售服务热线：400-699-7881

售后服务热线：400-096-8839

Email：info@labsun.net

网站：www.labsun.net

莱比信中国·北京

地址：北京市通州区金成中心1605室

电话：010-60520271 60520122/0339/0815

传真：010-81570221

莱比信中国·广州

地点：广州市越秀区人民北路829号环球广场1004室

电话：020-81719112/81719733

传真：020-81081927

莱比信中国·上海

地址：上海市长宁区中山西路1277号海螺大厦1号楼406室

电话：021-51767117 51103181/82/83

传真：021-51767118